



# CHAPITRE : MANUEL DE PRELEVEMENT

REFERENCE :W  
SPM ENR 11

## ENREGISTREMENT TITRE : RECUEIL D'EXPECTORATIONS

VERSION-6

Indexation : SPM RE

☞ **Le MATIN A JEUN**

### Protocole de recueil :

☞ *Ce protocole doit être scrupuleusement suivi pour garantir la fiabilité des résultats.*

Après rinçage de la bouche à l'eau physiologique stérile (où à l'eau bouillie refroidie) : répéter l'opération 3 fois, recueillir les crachats après un effort de toux, dans le récipient stérile fourni.

**NB : Le volume minimal du crachat est de 2 à 3 ml**

### Matériel fourni pour le recueil :

- Tube à fond conique stérile de 50 ml.
- 1 flacon d'eau physiologique stérile (optionnel).

### Renseignements cliniques :

OUI

NON

- Avez-vous de la fièvre ?

- Prenez vous un traitement antibiotique ?  
Si oui, lequel ?.....

### Renseignements Patient :

Nom :.....

Prénom :.....

CIN :.....

Téléphone :.....

### Renseignements Médecin :

Nom :.....

Prénom :.....

Téléphone :.....

### Recueil:

Jour: .....Heure(s)..... Minute(s) .....

☞ **L'échantillon doit être acheminé en moins de 2 heures à température ambiante au laboratoire.**

Accéder au LRAM par la porte B et déposer le prélèvement au niveau de la salle « Réception des Prélèvements biologiques».

### **RESERVE AU LABORATOIRE**

#### Réception du prélèvement :

Jour: .....Heure(s)..... Minute(s) .....

Infirmier :.....

#### **Visa technicien d'analyse :**

<b>Auteur :</b> Jelloul Rachid	<b>Vérificateur :</b> Saâd EL KABBAJ	<b>Validation :</b> BENTALEB Lamiae 2013-12-04	<b>Approbation :</b> EL KABBAJ Saâd 2013-12-04	<b>Application :</b> 2013-12-04	Page 1 / 2 Edité le : 9 octobre 2019
--------------------------------------	--	---	---	------------------------------------	--

