



CHAPITRE : MANUEL DE PRELEVEMENT

REFERENCE :W
SPM ENR 33

ENREGISTREMENT TITRE : RECUEIL D'EXPECTORATION XPERT MTB/RIF

VERSION-4

Indexation : SPM

REP

☞ Le matin a jeun.

☞ **Réaliser le prélèvement à domicile.**

Protocole de recueil :

Ce protocole doit être scrupuleusement suivi pour garantir la fiabilité des résultats.

Après rinçage de la bouche à l'eau physiologique stérile (où à l'eau bouillie refroidie) : répéter l'opération 3 fois, recueillir les crachats après un effort de toux, dans le récipient stérile fourni **(un échantillon salivaire non acceptable)**.

NB : Le volume minimal du crachat est de 1 ml

Matériel fourni pour le recueil :

- Tube à fond conique stérile de 50 ml.
- 1 flacon d'eau physiologique stérile (optionnel).

Renseignements cliniques :

OUI NON

• Avez-vous de la fièvre ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Prenez vous un traitement antibiotique ? Si oui, lequel ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Renseignements Patient :

Nom :.....
 Prénom :.....
 CIN :.....
 Téléphone :.....

Renseignements Médecin :

Nom :.....

Prénom :.....

Téléphone :.....

Recueil:

Jour:Heure(s)..... Minute(s)

☞ **L'échantillon doit être acheminé au maximum après 3 jours à température ambiante au laboratoire.**

Accéder au LRAM par la porte B et déposer le prélèvement au niveau de la salle « Réception des Prélèvements biologiques ».

RESERVE AU LABORATOIRE

Réception du prélèvement :

Jour:Heure(s)..... Minute(s)

Infirmier :.....

Visa technicien d'analyse :

Auteur : SEDRAOUI ASMAE	Vérificateur : EL KABBAJ Saâd 2021-06-15	Validation : BENTALEB Lamiae 2021-06-21	Approbation : EL KABBAJ Saâd 2021-06-21	Application : 2021-06-21	Page 1 / 1 Edité le : 15 août 2022
--------------------------------------	--	---	---	------------------------------------	--